

SCAN ME



## DISPOSITIVO CONTENIMENTO FECI

IGIENITEC è un dispositivo medico non invasivo destinato al contenimento di materiale fecale. IGIENITEC è stato studiato e progettato per prevenire la contaminazione ambientale e cutanea dal "soling" fecale.

## CAMPI D'APPLICAZIONE

### USO OSPEDALIERE

- Management post-operatorio per garantire la massima pulizia.

### USO DOMICILIARE

- Soggetti immobilizzati a letto o con scarsa autosufficienza fisica e psichica e/o con incontinenza urinaria e fecale.
- Controllo quotidiano della continenza fecale in persone attive ed autosufficienti ma affette da patologia intestinale a sfondo diarroico e con insufficiente controllo degli sfinteri.

IGIENITEC è costituito da un adesivo in colla medica biocompatibile e flessibile con un'apertura al centro. La parte centrale adesiva aderisce alla zona perianale, mentre l'altro lato è collegato a una sacca di raccolta.

Il dispositivo presenta nella parte distale un accesso attraverso cui è possibile inserire un catetere per praticare enteroclistmi con la massima precauzione igienica e conservazione ambientale. Tale accesso è chiuso da una capsula ventilata ciò consente la fuoriuscita di flatulenze, filtrando il cattivo odore a prevenendo la distensione della sacca per intrappolamento dei gas.

NON CONTIENE LATTICE  
NON CONTIENE FTALATI

## GUIDA ALL' ORDINE

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
TEC353608BL	IGIENITEC	25 PZ



**Tecno**line S.p.A.  
Registered Office Via Gelatti 11/A - 41033 Concordia sulla Secchia - Modena - Italy  
Headquarters Via Gelatti 11/A and 18 - 41033 Concordia sulla Secchia - Modena - Italy  
T (+39) 0535 40312 M info@tecnolinemed.com

 **Tecno**line  
Medical & Surgical Solutions

