

SCAN ME



OZONOTERAPIA

Cod. TEC773

Dispositivo medico a circuito chiuso destinato sia alla Grande Autoemoterapia Ozonizzata (GAEI) che consiste nel prelievo ematico, seguito da un trattamento con miscela gassosa di ossigeno/ozono e successiva reinfusione, che all'ozonizzazione della soluzione fisiologica.

SPECIFICHE TECNICHE

TEC876 TEC876/35

Dispositivo medico sterile a circuito chiuso PHTHALATES FREE, con linea di prelievo e re-infusione pre-connesse, camera di gocciolamento con filtro sangue da 200µ, connessioni needle-free per l'utilizzo senz'ago e sacca graduata pre-riempita con anticoagulante ACD-A. Tutti i componenti a contatto con l'ozono, in particolare l'ingresso dell'ozono, sono realizzati in PVC medicale ozono-resistente, senza ftalati e latex free, per garantire la massima compatibilità chimica e sicurezza durante il trattamento.

STERILE R

VANTAGGI E COMPOSIZIONE TEC876

- ▶ Doppia via per ingresso e uscita
- ▶ Valvole di sicurezza per l'immissione e deflusso dell'ozono
- ▶ By-Pass d'emergenza in caso di interruzione della linea di re-infusione
- ▶ Dispositivo pre-riempito con ACD-A

SPECIFICHE TECNICHE -TEC773

TEC773 è un dispositivo medico a circuito chiuso PHTHALATES FREE, progettato per garantire sicurezza, praticità e affidabilità nella somministrazione sistemica di ozono.

Ideale per utilizzo in ambito clinico e ambulatoriale, il offre un set completo e pronto all'uso per una gestione efficiente della terapia. Tutti i componenti a contatto con l'ozono, in particolare l'ingresso dell'ozono, sono realizzati in PVC medicale ozono-resistente, senza ftalati e latex free, per garantire la massima compatibilità chimica e sicurezza durante il trattamento.

STERILE EO

VANTAGGI E COMPOSIZIONE TEC773

- ▶ Doppia via per ingresso e uscita
- ▶ Valvole di sicurezza per l'immissione e deflusso dell'ozono
- ▶ By-Pass d'emergenza in caso di interruzione della linea di re-infusione
- ▶ 2 prolunghe, una per l'ingresso ed una per l'uscita dell'ozono, da collegare al generatore
- ▶ Spike universale per il riempimento del dispositivo

GUIDA ALL' ORDINE

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
TEC876	TECNO3 pre-riempito con 20ml di ACD-A	20 PZ
TEC876/35	TECNO3 pre-riempito con 35ml di ACD-A	20 PZ
TEC773	TECNO3 Sistema avanzato per ozonizzazione sistemica	20 PZ



Tecnoline S.p.A.
Registered Office Via Gelatti 11/A - 41033 Concordia sulla Secchia - Modena - Italy
Headquarters Via Gelatti 11/A and 18 - 41033 Concordia sulla Secchia - Modena- Italy
T (+39) 0535 40312 M info@tecnolinemed.com

 **Tecnoline**
Medical & Surgical Solutions

